



ED. 001_RU_16.11.2015 rev.00



Arredi per ospedali, cliniche e comunità

Vernipoll srl успешно работает на рынке медицинской мебели с 1980 года. Компания располагает собственной торговой и дистрибьюторской сетью в Италии и в зарубежных странах. Надежность, прочность и безопасность нашей продукции гарантированы сертификацией ISO 9001 и ISO 13485.

МЕБЕЛЬ МЕДИЦИНСКАЯ ДЛЯ ПАЛАТ

design and made in Italy



06031 Bevagna (PG) - ITALY
Via dell'Artigianato, 3
T. +39 0742 360549
F. +39 0742 360043
vernipoll@vernipoll.com
www.vernipoll.com



ART DIRECTION: AF-DESIGN



Ministero della Salute
Iscrizione Reg. repertorio dispositivi medici S.S.N.

Компания оставляет за собой право вносить изменения или улучшения во всю продукцию по своему усмотрению без предварительного уведомления.





Итальянская компания Vernipoll s.r.l. производит медицинскую мебель с 1980 года. Постоянное стремление к повышению качества и надежности продукта послужили созданию отличной репутации бренда Vernipoll S.r.l. как на территории Италии, так и во многих зарубежных странах. На сегодняшний день компания Vernipoll занимает одну из лидирующих позиций в области оснащения медицинских учреждений.

Широкая гамма продукции Vernipoll s.r.l. включает в себя серию тумбочек, шкафов, столов и стульев для палат, отличающихся элегантным дизайном, прочностью, удобством в использовании и долговечностью.

Тумбочки медицинские с дверцами из ТЕХНОПОЛИМЕРА

Тумбочки медицинские с дверцами из ЛАМИНАТА

Тумбочки медицинские SPACE

Шкафы медицинские с дверцами из ТЕХНОПОЛИМЕРА

Шкафы медицинские с дверцами из БИЛАМИНАТА

Шкафы медицинские с дверцами из МНОГОСЛОЙНОГО ЛАМИНАТА

Столы медицинские палатные

Стулья медицинские палатные

Тумбочки медицинские с дверцами из ТЕХНОПОЛИМЕРА

Тумбочки медицинские с дверцами и ящиками из технополимера благодаря выпуклым поверхностям дверец имеют законченный добротный вид. В этой линейке тумбочек есть односторонние и двусторонние модели, а также модели с встроенным или приставным столиком. Корпус тумбочки производится из окрашенной эпоксидным порошком стали. Столешница тумбочки может быть изготовлена из пластикового ламината, а также из ABS пластика.

В боковой части тумбочки установлен держатель для бутылок с 2 отделениями из термоформованного ABS. Внутри имеется съемная полка, дно оснащено отверстиями для проветривания.



14-CP261 (Вариант 2)

Тумбочка односторонняя на колесах с боковым держателем для бутылок и столиком

Опция: Топ из ABS со встроенной ручкой/держателем полотенца



14-CP285 (Вариант 2)

Тумбочка двусторонняя на колесах с боковым держателем для бутылок и независимым столиком

Тумбочки медицинские с дверцами из ЛАМИНАТА

Тумбочки медицинские с дверцами и ящиками из многослойного пластикового ламината отличаются высокой устойчивостью к царапинам и повреждениям, строгий линейный дизайн и эффектный внешний вид, благодаря широкому выбору цветов ламинатов. Тумбочки имеют вырезанную непосредственно в корпусе ручку или мягкую ручку из пластикового материала. Корпус тумбочки производится из окрашенной эпоксидным порошком стали. Столешница тумбочки может быть изготовлена из пластикового ламината, а также из ABS пластика. Некоторые модели имеют встроенный или приставной столик.

В боковой части тумбочки установлен держатель для бутылок с 2 отделениями из термоформованного ABS. Внутри имеется съемная полка, дно оснащено отверстиями для проветривания.



Мягкая ручка

14-CP254 (Вариант 1) (с мягкой ручкой М)

14-CP254 (Вариант 1) тумбочка двусторонняя на колесах с боковым держателем для бутылок, без столика

Опция: Топ из ABS со встроенной ручкой/держателем полотенца



Встроенная ручка

14-CP251 (Вариант 3)

14-CP254 (Вариант 1) тумбочка двусторонняя на колесах с боковым держателем для бутылок, без столика

Модельный Ряд

ТУМБОЧКИ НА НОЖКАХ

14-CP251

Тумбочка односторонняя без столика и бокового держателя для бутылок.
Размеры: 42x40x74 [см]

ТУМБОЧКИ НА КОЛЕСАХ

14-CP250 Вариант 1

Тумбочка односторонняя без столика, с боковым держателем для бутылок, дверца из ламината.
Размеры: 54x40x74 [см]

14-CP250 Вариант 2

Тумбочка односторонняя без столика, с боковым держателем для бутылок, дверца из технополимера.
Размеры: 54x43x74 [см]

14-CP254 Вариант 1

Тумбочка двусторонняя без столика, с боковым держателем для бутылок, дверцы из ламината.
Размеры: 54x40x74 [см]

14-CP254 Вариант 2

Тумбочка двусторонняя без столика, с боковым держателем для бутылок, дверцы из технополимера.
Размеры: 54x43x74 [см]

ТУМБОЧКИ СО ВСТРОЕННЫМ СТОЛИКОМ

14-CP261 Вариант 1

Тумбочка односторонняя на колесах со столиком и боковым держателем для бутылок, дверца из ламината.
Размеры: 70x40x92/114 [см]

14-CP261 Вариант 2

Тумбочка односторонняя на колесах со столиком и боковым держателем для бутылок, дверца из технополимеров.
Размеры: 70x43,5x92/114 [см]

14-CP262 Вариант 1

Тумбочка односторонняя на колесах с наклонным столиком и боковым держателем для бутылок, дверца из ламината.
Размеры: 70x40x100/114 [см]

14-CP262 Вариант 2

Тумбочка односторонняя на колесах с наклонным столиком и боковым держателем для бутылок, дверца из технополимеров.
Размеры: 70x43,5x100/114 [см]

14-CP263 Вариант 1

Тумбочка двусторонняя на колесах со столиком и боковым держателем для бутылок, дверцы из ламината.
Размеры: 70x40x92/114 [см]

14-CP263 Вариант 2

Тумбочка двусторонняя на колесах со столиком и боковым держателем для бутылок, дверцы из технополимера.
Размеры: 70x47x92/114 [см]

14-CP263 Вариант 3

Тумбочка двусторонняя на колесах со столиком с вертикальным наклоном и боковым держателем для бутылок, дверцы из ламината.
Размеры: 70x40x100/114 [см]

14-CP263 Вариант 4

Тумбочка двусторонняя на колесах со столиком с вертикальным наклоном и боковым держателем для бутылок, дверцы из технополимера.
Размеры: 70x47x100/114 [см]

ТУМБОЧКА С НЕЗАВИСИМЫМ СТОЛИКОМ

14-CP285 Вариант 1

Тумбочка двусторонняя на колесах с независимым столиком и боковым держателем для бутылок, дверцы из ламината.
Размеры: 68x42x88/112 [см]

14-CP285 Вариант 2

Тумбочка двусторонняя на колесах с независимым столиком и боковым держателем для бутылок, дверцы из технополимеров.
Размеры: 68x47x88/112 [см]

14-CP285 Вариант 3

Тумбочка двусторонняя на колесах с независимым наклонным столиком и боковым держателем для бутылок, дверцы из ламината.
Размеры: 64x42x92/109 [см]

14-CP285 Вариант 4

Тумбочка двусторонняя на колесах с независимым наклонным столиком и боковым держателем для бутылок, дверцы из технополимера.
Размеры: 68x47x92/109 [см]

14-CP285 Вариант 5

Тумбочка односторонняя на колесах со столиком и боковым держателем для бутылок, дверца из ламината.
Размеры: 68x42x88/112 [см]

14-CP285 Вариант 6

Тумбочка односторонняя на колесах со столиком и боковым держателем для бутылок, дверца из технополимера.
Размеры: 68x43,5x88/112 [см]

14-CP285 Вариант 7

Тумбочка односторонняя на колесах с наклонным столиком и боковым держателем для бутылок, дверца из ламината.
Размеры: 64x42x92/109 [см]

14-CP285 Вариант 8

Тумбочка односторонняя на колесах с наклонным столиком и боковым держателем для бутылок, дверца из технополимера.
Размеры: 68x43,5x92/109 [см]

Функциональность



Комплектация тумбочки на фото: тумбочка двусторонняя на колесах, с боковым держателем для бутылок и независимым наклонным столиком, топ из ABS со встроенной ручкой/держателем полотенца (по запросу)



Изменение высоты столешницы столика



Передвижение столешницы по горизонтали



Боковой наклон столика



Боковой держатель для бутылок из ABS



Съемный лоток из штампованного ABS с 2 отделениями



Дно тумбочки имеет отверстия для вентиляции

Принадлежности



14-PT100

Топ из ABS со встроенной ручкой/держателем полотенца для тумбочек на колесах со встроенным столиком

14-PT110

Топ из ABS со встроенной ручкой/держателем полотенца для тумбочек на колесах с независимым столиком и для тумбочек без столика с боковым держателем для бутылок



14-PT200

Столик с газовой пружиной

Независимый столик

Конструкция столиков спроектирована таким образом, чтобы они легко совмещались с тумбочками, максимально уменьшая габаритные размеры. Основание столика изготовлено из окрашенной нержавеющей стали, а выдвигаемая колонна из хромированной стали. Подъем может осуществляться при помощи пружинного механизма, управляемого блокирующей рукояткой или с помощью газовой пружины непрерывного регулирования.

Столешница из штампованного ABS перемещается по горизонтали, по запросу возможно установить систему вертикального наклона и складывания столешницы. Основание столика покрыто противоударным картером из ABS, и оснащено самоориентирующимися двойными колесами из нейлона, диаметром 50 мм.



Тумбочки Space

Тумбочки серии SPACE представляют собой большой шаг в развитии производственных технологий компании Vernipoll s.r.l. Корпус тумбочки целиком изготовлен из литого пластика, что обеспечивает ряд преимуществ как с точки зрения дизайна, так и легкости санитарной обработки, перемещения и продолжительности срока службы. Широкий выбор цветовой гаммы позволяет персонализировать фасады ящиков и дверцы изделий в сочетании с пожеланиями конечного пользователя. С обеих сторон тумбочки оснащены держателями для бутылок и других аксессуаров.



14-CP261 Вариант 3
Тумбочка с встроенным наклонным столиком

Функциональность



14-CP261 Вариант 3
Комплектация тумбочки на фото: Тумбочка с полочкой для принадлежностей и независимым столиком



Надежность
Полезный, просторный и удобный ящик с ключом - идеально подходит для хранения ценных вещей и предметов личного пользования



Все по своим местам
Специально разработанные, встроенные в тумбочку приспособления позволяют разместить бутылки, журналы и другие нужные пациенту предметы



Комфорт
Вместительное внутреннее пространство тумбочки разделено съемной полочкой, дно с отверстиями для проветривания обеспечивает постоянную рециркуляцию воздуха



Универсальность
Дверца тумбочки может быть установлена как с левой, так и с правой стороны и переставлена в любой момент

Модельный Ряд



14-CP250 Вариант 3
Тумбочка без столика
Размеры: 70x46x73 [см]



14-CP261 Вариант 3
Тумбочка с встроенным наклонным столиком
Размеры: 70x46x96-117 [см]



14-CP261 Вариант 4
Тумбочка с полочкой для принадлежностей
Размеры: 70x46x76/99,5 [см]

Независимый столик

Конструкция столика спроектирована таким образом, чтобы он легко совмещался с тумбочками. Основание столика изготовлено из окрашенной нержавеющей стали, а выдвижная колонна из алюминия овального профиля. Подъем осуществляется с помощью газовой пружины непрерывного хода.

Эргономичная столешница современного дизайна из штампованного полиэтилена перемещается по горизонтали и имеет боковой наклон, очень удобный для использования пациентом непосредственно с кровати. Основание столика покрыто противоударным картером из ABS, и оснащено самоориентирующимися двойными колесами из нейлона, диаметром 75 мм.




12-CD310
Независимый наклонный столик с изменяемой высотой
Размеры: 68x40x94/114 [см]

Шкафы медицинские с дверцами из ТЕХНОПОЛИМЕРА

Элегантные медицинские шкафы для палат Vernipoll s.r.l. имеют очень крепкий корпус из оцинкованной окрашенной стали, как и при производстве всех изделий, используется стальной лист значительной толщины. Двери из штампованного технополимера выполняются тамбуратным способом. По периметру каждой двери установлена герметичная прокладка, которая препятствует попаданию пыли внутрь шкафа.

Каждая из створок оснащена замком тип Yale с комбинацией 1/1000 с гибким, антитравматическим ключом. Каждое из отделений шкафа оснащено штангой для одежды и нижней фиксированной полкой или ящиком.




13-СТ192
Шкаф с 2 отделениями
Размеры: 90x52x190 [см]

Шкафы медицинские с дверцами из БИЛАМИНАТА

Классические медицинские шкафы для палат Vernipoll s.r.l., как и вся серия, имеют очень крепкий корпус из оцинкованной окрашенной стали. Двери производятся из биламината, оснащены бортиком из ABS по всему периметру.


Каждая из створок оснащена замком тип Yale с комбинацией 1/1000 с гибким, антитравматическим ключом. Каждое из отделений шкафа оснащено штангой для одежды и нижней фиксированной полкой или ящиком.



13-FP182
Шкаф с 2 отделениями
Размеры: 90x52x190 [см]



13-СТ191
Шкаф с 1 отделением
Размеры: 45x52x190 [см]



13-СТ193
Шкаф с 3 отделениями
Размеры: 135x52x190 [см]




13-СТ194
Шкаф - антресоль с 1 отделением
Размеры: 45x52x80 [см]

13-СТ195
Шкаф - антресоль с 2 отделениями
Размеры: 90x52x80 [см]


13-СТ196
Шкаф - антресоль с 3 отделениями
Размеры: 135x52x80 [см]



13-FP181
Шкаф с 1 отделением
Размеры: 45x52x190 [см]



13-FP183
Шкаф с 3 отделениями
Размеры: 135x52x190 [см]



13-FP184
Шкаф - антресоль с 1 отделением
Размеры: 45x52x80 [см]

13-FP185
Шкаф - антресоль с 2 отделениями
Размеры: 90x52x80 [см]

13-FP186
Шкаф - антресоль с 3 отделениями
Размеры: 135x52x80 [см]


Шкафы медицинские с дверцами из МНОГОСЛОЙНОГО ЛАМИНАТА

Антивандалные медицинские шкафы для палат Vernipoll s.r.l. отличаются не только крепким корпусом, выполненным из оцинкованной окрашенной стали, но и чрезвычайно устойчивыми к ударам, царапинам и другим повреждениям дверьми. Двери производятся из многослойного пластикового ламината, не поддающегося физическим воздействиям или агрессивным дезинфицирующим средствам.

Каждая из створок оснащена замком тип Yale с комбинацией 1/1000 с гибким, антитравматическим ключом. Каждое из отделений шкафа оснащено штангой для одежды и нижней фиксированной полкой или ящиком.




13-CP202
Шкаф с 2 отделениями
Размеры: 90x50x190 [см]



13-CP201
Шкаф с 1 отделением
Размеры: 50x50x190 [см]



13-CP203
Шкаф с 3 отделениями
Размеры: 140x50x190 [см]




13-CP204
Шкаф - антресоль с 1 отделением
Размеры: 50x50x80 [см]


13-CP205
Шкаф - антресоль с 2 отделениями
Размеры: 90x50x80 [см]

13-CP206
Шкаф - антресоль с 3 отделениями
Размеры: 140x50x80 [см]

Модельный Ряд




Шкаф с 1 отделением




Шкаф с 1 отделением с ящиком




Шкаф с 1 отделением и 2 дверьми




Шкаф с 2 отделениями



Шкаф с 2 отделениями с ящиками




Шкаф с 2 отделениями и 4 дверьми с ящиками




Шкаф с 3 отделениями




Шкаф с 3 отделениями с ящиками



Шкаф-антресоль с 1 отделением



Шкаф-антресоль с 2 отделениями



Шкаф-антресоль с 3 отделениями


СТ - Дверцы из ТЕХНОПОЛИМЕРОВ

FP - Дверцы из БИЛАМИНАТА

CP - Дверцы из МНОГОСЛОЙНОГО ЛАМИНАТА



Ножки из стали с круглым сечением D=60 мм с наконечниками из ABS, регулируемые по высоте



Ящик выдвигается по направляющим с пластиковыми подшипниками и концевыми ступором. Отделение для обуви




Верхняя полка с перекладной для вешалок




Цилиндрический замок типа Yale с комбинацией 1/1000. Ручка из стальной хромированной трубки



Цилиндрический замок типа Yale с комбинацией 1/1000. Ручка из мягкого резинового антитравматического материала



Дверца из многослойного ламината с кромкой из ABS толщиной 3 мм с закругленными углами. Петли из пластикового материала с углом открывания 180°



Дверца из технополимеров с герметичным уплотнителем. Петли из хромированной стали с углом открывания 110°



Дверца из биламината с кромкой из ABS толщиной 3 мм с закругленными углами. Петли из хромированной стали с углом открывания 110°

Стол� ПАЛАТНЫЕ

Устойчивые и удобные столы Vernipoll s.r.l. производятся из ламинированной ДСП значительной толщины (28 мм) с кромкой по периметру из ABS-пластика или из мягкого ПВХ.

Съемные ножки столов изготовлены из стального хромированного профиля и имеют регулируемые по высоте наконечники, что позволяет надежно установить стол даже при наличии неровной поверхности пола.

Другой вариант ножки – чугунное основание в центральной части стола, может быть удобно для использования людьми с ограниченными возможностями, поскольку ножки не препятствуют приближению коляски к столешнице, при этом, благодаря значительному весу основания, устойчивость стола остается неизменной.

КРОМКА ABS



Ножки ХРОМИРОВАННЫЕ съемные

- 15-CP421 Вариант 1
- 15-CP421 Вариант 2
- 15-CP421 Вариант 3

- Размеры: 90x90x78 [см]
- Размеры: 90x60x78 [см]
- Размеры: 130x60x78 [см]

КРОМКА ПВХ



Ножки ХРОМИРОВАННЫЕ съемные

- 15-CP421 Вариант 4
- 15-CP421 Вариант 5
- 15-CP421 Вариант 6

- Размеры: 90x90x78 [см]
- Размеры: 90x60x78 [см]
- Размеры: 130x60x78 [см]

ЧУГУННОЕ ОСНОВАНИЕ



КРУГЛОЕ чугунное основание

- 15-PT300 Круглая столешница с кромкой из ABS
- 15-PT305 Квадратная столешница с кромкой из ABS
- 15-PT320 Круглая столешница с кромкой из ПВХ
- 15-PT325 Круглая столешница с кромкой из ПВХ

- Размеры: 90x75 [см]
- Размеры: 90x90x75 [см]
- Размеры: 90x75 [см]
- Размеры: 90x90x75 [см]



КВАДРАТНОЕ чугунное основание

- 15-PT310 Круглая столешница с кромкой из ABS
- 15-PT315 Круглая столешница с кромкой из ABS
- 15-PT330 Круглая столешница с кромкой из ПВХ
- 15-PT335 Круглая столешница с кромкой из ПВХ

- Размеры: 90x75 [см]
- Размеры: 90x90x75 [см]
- Размеры: 90x75 [см]
- Размеры: 90x90x75 [см]

Стулья ПАЛАТНЫЕ

СТУЛЬЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА



17-PT280
Стул из полипропилена с подлокотниками

17-PT275
Стул из полипропилена без подлокотников



17-PT290
Стул из полипропилена с подлокотниками

17-PT285
Стул из полипропилена без подлокотников



17-PT301
Стул из полипропилена с подлокотниками

17-PT300
Стул из полипропилена без подлокотников

17-PT305
Стул из полипропилена без подлокотников с ножками серого цвета

СТУЛЬЯ ИЗ ЛИТОГО ПОЛИПРОПИЛЕНА



17-PT335
Стул из литого полипропилена с подлокотниками

17-PT330
Стул из литого полипропилена с подлокотниками



17-PT321
Стул из ламината, с подлокотниками

17-PT320
Стул из ламината, без подлокотников




17-PT801
Стул с черными ножками и подлокотниками

17-PT800
Стул с черными ножками, без подлокотников


17-PT805
Стул с серым каркасом, без подлокотников

Цвета

ТЕХНОПОЛИМЕРЫ



ЛАМИНАТ



ЛИТОЙ ПОЛИЭТИЛЕН



СТАЛЬ

